

Netzhöschchen



Netzhöschchen plus mittel 80-120 cm optimale Passform (50 Stück)

ArtNr: 54091817
PZN: 02336626
Umkarton: 6 Packungen
Unverb. Preisempf.: 17,80 €

19,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Einweg-Netzhöschchen für den OP-Bereich sowie zur Fixierung diverser Vorlagen.

Der Fixierslip aus hautfreundlichem, texturiertem Polyesterfilamentgarn und Elastanfäden in unterschiedlichen Feinheiten hergestellt. Durch den Materialeinsatz und den Bindungsaufbau erhält das Produkt eine hohe Elastizität, die eine gute Körperpassform und dadurch eine gute Vorlagenfixierung bewirkt. Die offene Struktur des Netzhöschchens sorgt für ein gutes Microklima auf der Haut.

- 90 % Polyester
- 10 % Elasthan
- latexfrei
- waschbar bei 60 °C (ohne Patientenwechsel)