

Katheter



Frauenkatheter Ch 10 Typ V (100 Stück)

ArtNr: 30009210
PZN: 02099445
Umkarton: 10 Packungen

10,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 10
- effektive Länge: 18 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- Schwarz