

Entsorgungsboxen

Kanülenabwurfbehälter 3000 Euromatic



ArtNr: 15999861
Umkarton: 55 Packungen

2,41 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- ovaler Tagesdeckel
- durch Druck auf die Öffnungstaste springt der Tagesdeckel automatisch nach oben
- die Verschlusskappe kann immer wieder geöffnet werden
- durch festes Durchdrücken der roten Verschlusskappe wird die Box endverschlossen
- nach dem endgültigen Verschluss richtet sich ein Haltering nach oben
- durchstechen der Kanülen oder scharfer Gegenstände nicht möglich
- Abstreifplatte
- Abziehen oder Abdrehen aller gängigen Kanülen, Blutentnahme-Systeme und Insulin-Pens
- 3000 ml