

Anat. Vorlagen



MoliCare Premium Form T04 (32 Stück)

ArtNr: 54091852
PZN: 12458342
Umkarton: 4 Packungen

10,20 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- moderne Inkontinenzvorlage mit einem dreilagigen, anatomisch geformten Saugkörper, quick-dry Verteilerauflage sowie flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, einer flüssigkeitsundurchlässigen, weißen, textilen Außenseite und einem Nässeindikator
- durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet es den bestmöglichen Rundum-Schutz, eine hohe Saugkraft und Speicherleistung
- schützt vor Rücknässung, unterstützt die Gesunderhaltung der Haut und bietet angenehmen Tragekomfort
- mit elastischen Fixierhosen einfach und diskret anzulegen
- bei leichter bis mittlerer Harn- und /oder Stuhlinkontinenz
- Abmessung: 62 x 29,5 cm