

Desinfektion - Instrumente



Perfektan TB 2 I Konzentrat Instrumentendesinfektion

ArtNr: 47001268
Umkarton: 3 Packungen
Hersteller: [Desomed GmbH](http://www.desomed.de)

35,35 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Instrumentendesinfektion und Reinigung von thermostabilen Instrumenten
 - Konzentrat
 - aldehydfrei
 - bakterizid (incl. Tbc, Mycobacterium terrae, MRSA)
 - fungizid
 - virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, Papova-, Adeno-, Polio-Viren (bei 50°C))
 - sporizid
 - im Ultraschallbad einsetzbar
 - geruchsneutral
 - mit Korrosionsschutz
 - geringes Allergierisiko
 - hohes Maß an Wirksamkeit bei gleichzeitiger Sicherheit für den Anwender
 - frei von sensibilisierenden Wirkstoffen
-
- Instrumentendesinfektion: ab 15 Minuten - 3,0 %
 - Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.