

Insulinspritzen



Insulinspritzen embecta Micro-Fine+ U100, 1,0 ml, 12,7 mm, früher BD (100 Stück)

ArtNr:	D101080
PZN:	20539913
Umkarton:	5 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	324827

18,40 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Insulinspritze mit eingeschweißter Kanüle
- für U100 Insuline = orangefarbene Kappe, schwarze Skala
- Nadellänge: 12,7 mm
- Nadelstärke: 0,33 mm
- Volumen 1,0 ml - bis 100 I.E.
- Stück per Packung: 100