

Binden

Pütter-Verband 10 cm x 5 m (2 Stück)



ArtNr: 54100166
PZN: 00844815
Umkarton: 12 Packungen
Unverb. Preisempf.: 33,40 €

33,40 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinden für sehr starke Kompression
- Dehnbarkeit ca. 90 %
- hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
- auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung
- atmungsaktiv und gut hautverträglich
- kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- mit Verbandklammern
- hautfarben
- 100 % Baumwolle
- Anwendung: nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis