

## Penkanülen



### Optifine Pen-Nadeln 0,33 x 10 mm 100 Stück)

ArtNr: D55230  
PZN: 05524216  
Hersteller: Ypsomed

**20,90 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

- passt auf alle gängigen Injektionspens
- Nadellänge: 10 mm
- Nadelstärke: 0,33 mm (29 G)
- Stück per Packung: 100
- einfaches und schnelles Abziehen der Siegelfolie
- leichte Greifbarkeit durch große äußere und innere Schutzkappe
- gute Sichtbarkeit der inneren Schutzkappe durch Blaufärbung
- Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion