


## Ballon-Katheter

### Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 16



ArtNr: 27070516  
PZN: 02336371  
Umkarton: 100 Packungen  
Unverb. Preisempf.: 12,54 €

**12,54 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 5 - 10 ml
- Nelaton-Spitze
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 40 cm lang