

Sonstige Diagnostik



Stuhlfänger (150 Stück)

ArtNr: 84390317

20,30 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Stuhlauffanghilfe zur Entnahme von Stuhlproben

- moderne Tiefspültoiletten machen die Gewinnung von einwandfreien Stuhlproben sehr problematisch
- neben der Einwirkung von Wasser können Toilettenreiniger oder Duftzusätze im Toilettenwasser die Ergebnisse verfälschen

Dieser ideale Probensammler aus Papier löst das Problem:

- er wird mit selbstklebenden Laschen in die Toilette gehängt und anschließend nach der Probenentnahme mit runtergespült
- es besteht keine Gefahr der Verstopfung
- ein ideales Mittel zur Probengewinnung