

Venenverweilkanülen



Surflo W m. Flügel u. Injektionsventil 18 G x 45, grün (50 Stück)

ArtNr:	16312519
PZN:	06348744
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR+DM1845PX
Unverb. Preisempf.:	70,00 €

55,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,30 x 45 mm
- 18 G
- mit Flügel
- Zuspritzmöglichkeit durch Injektionsventil
- transparente Sichtkammer läßt das Aspirationsblut einfach und schnell feststellen
- flüssigkeitsabweisender mikroporöser Filter
- der Filter ist luftdurchlässig, schließt aber zuverlässig, um jedes Infektionsrisiko zu vermeiden
- grün