

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Magnum XL Höhe: 85 cm

ArtNr: 15999867
Umkarton: 20 Packungen

13,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser große Einwegbehälter wurde für die Entsorgung von scharfen und spitzen Krankenhausabfällen mit großen Abmessungen entwickelt, wie Pinzetten und Biopsienadeln mit einer Länge bis zu 72 cm. Dieser Behälter ist mit einer großen Öffnung für die Entsorgung von sperrigen Gegenständen, einem provisorischen und endgültigen Verschluss und einem Handgriff um den Transport zu erleichtern ausgestattet. Der Behälter ist in 2 Größen (L und XL) erhältlich.

- Abmessung: 120 x 172 x 850 mm
- Entsorgung von Biopsienadeln bis zu 72 cm
- Praktisches Öffnungssystem
- Provisorischer und endgültiger Verschluss
- Gro?zügige Öffnung um sperrige Gegenstände zu entsorgen
- Stoßfestigkeit
- Durchstoßfestigkeit
- Benutzerfreundlichkeit
- Einfache Montage
- Robuster Griff
- Seitlicher Griff um den Transport zu erleichtern
- Personalisierbare Beschriftung
- Autoklavierbar auf 134°C für 18
- Keinerlei giftigen Emissionen bei der Verbrennung
- Halterungen verfügbar