


Ballon-Katheter

Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 10



ArtNr: 27070510
PZN: 14033776
Umkarton: 100 Packungen
Unverb. Preisempf.: 12,54 €

12,54 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 3 - 5 ml
- Nelaton-Spitze
- mit Mandrin
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 30 cm lang