

Katheter



Nelatonkatheter Ch 10 (100 Stück)

ArtNr: 30000310
PZN: 02099250
Umkarton: 10 Packungen

28,63 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 10
- effektive Länge: 36 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- schwarz