

Sonstige Pflege



Nierenschalen Pappe, verpackt zu 6 x 50 Stück (300 Stück)

ArtNr: 60720402

18,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Pappnierschale dient zur Aufnahme von Körperausscheidungen und anderen Flüssigkeiten sowie als Sammel-, Abfall- und Transportbehälter für die zwischenzeitliche Verwendung.

- CE-gennzeichnet
- unsteril
- besteht aus Fasergußkarton
- ausschließlich für den einmaligen Gebrauch

Das Produkt ist auf eine Undurchlässigkeit von mindestens 24 h getestet für folgende Flüssigkeiten:

- Wasser
- Blut
- Harnstoff Lösung (3%)
- Salzsäure (0,1 M)
- Kochsalz Lösung (0,9 %)
- Essigsäure (3%)
- Wasserstoffperoxid (3 %)
- Formaldehyd (10 %)
- Kaliumpermanganat Lösung (0,03 %)