

Sonden



Duodenalsonden Ch 12 Levin o. Mandrin DEHP-frei (200 Stück)

ArtNr: 31007912

257,20 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Ch 12
- effektive Länge: 121 cm
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- weich gerundete offene Spitze
- vier seitliche Augen mit glatten Rändern
- Spuren im Abstand von 10 cm; 45, 55, 65 und 75 cm vom distalen Ende
- steril
- weiss