

## Katheter



### Frauenkatheter Ch 16 Typ V (100 Stück)

ArtNr: 30009216  
PZN: 02099474  
Umkarton: 10 Packungen

**10,50 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 16
- effektive Länge: 18 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- orange