

Beatmung

Sauerstoffbrille mit 60 cm O²-Schlauch

ArtNr: 46501010
Umkarton: 50 Packungen

1,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- ausgelegt für eine Flowrate von 4-6 l / min. mit Aquapak
- ohne Aquapak: 8 l / min.
- grüner Doppelkatheter mit neuem Softansatz
- komplett mit 60 cm O₂-Verbindungsschlauch
- neuer, weicher Soft-Nasenansatz
- Wundwerden der Nasenschleimhaut wird verhindert
- optimales Ausatmen
- ein Schaumstoff mehr
- der superweiche Nasenansatz liegt besonders angenehm in der Nasenöffnung
- einzeln steril eingeschweißt
- latexfrei