

Penkanülen



Optifine Pen-Nadeln 0,25 x 8 mm (100 Stück)

ArtNr: D55220
PZN: 05524191
Hersteller: Ypsomed

20,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- passt auf alle gängigen Injektionspens
- Nadellänge: 8 mm
- Nadelstärke: 0,25 mm (31 G)
- Stück per Packung: 100
- einfaches und schnelles Abziehen der Siegelfolie
- leichte Greifbarkeit durch große äußere und innere Schutzkappe
- gute Sichtbarkeit der inneren Schutzkappe durch Blaufärbung
- Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion