

## Blutdruckmessung



### Blutdruckmesser DuraShock DS 55, 2-Schlauch, 2-tlg. Manschette

ArtNr: 73999099  
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](http://www.welchallyn.com)  
Hersteller Nr: DS-5502-189CB

**76,00 €**

zzgl. MwSt.

### Beschreibung:

- handgehaltenes, stoßfestes, präzises und kostengünstiges Aneorid-Blutdruckmessgerät
- Silber-Serie
- 10 Jahre Garantie auf das Messwerk
- hochwertiges Design
- 2-Schlauch-Modell
- mit Löffel
- mit wiederverwendbarer zweiteilige Manschette
- mit Etui
- lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Rändelschraube zum Entlüften der Manschette
- getriebefreie, stossfeste Technologie
- weniger bewegliche Teile im Messwerk
- übersteht ein Sturz aus 75 cm Höhe ohne neu kalibriert werden zu müssen
- hält dem täglichen Einsatz im arbeitsintensiven Alltag der Klinik stand
- liefert über lange Zeit exakte Messwerte ohne ständige Nachkalibrierung
- der große Pumpball und das hochwertige Luftablassventil erleichtern das Aufpumpen
- latexfrei