

Ballon-Katheter



Ballonkatheter Tiemann 100 % Silikon Ch 16

ArtNr: 27070316
Umkarton: 100 Packungen

2,80 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 5-10 ml
- Tiemann-Spitze
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 40 cm lang