

Venenverweilkanülen



Surflo W m. Flügel u. Injektionsventil 14 G, orange (50 Stück)

ArtNr:	16312514
PZN:	06171814
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR+DM1445PX
Unverb. Preisempf.:	70,00 €

55,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 2,0 x 45 mm
- 14 G
- mit Flügel
- Zuspritzmöglichkeit durch Injektionsventil
- transparente Sichtkammer läßt das Aspirationsblut einfach und schnell feststellen
- flüssigkeitsabweisender mikroporöser Filter
- der Filter ist luftdurchlässig, schließt aber zuverlässig, um jedes Infektionsrisiko zu vermeiden
- orange