

Venenverweilkanülen

Surshield Versatus W mit Flügel 16 G, grau (50 Stück)



ArtNr:	16312916
PZN:	03043719
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SRDS-1645WX
Unverb. Preisempf.:	70,00 €

75,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Sicherheitsvenenkatheter
- 16 G
- 1,70 x 45 mm
- Sicherheitsfunktion wird automatisch beim Herausziehen der Punktionskanüle aktiviert
- die Kanülenspitze wird sofort vollkommen, irreversibel und tropfsicher umschlossen
- Schliff der Kanüle ermöglicht eine schmerzarme Punktion mit minimiertem Trauma
- die formoptimierte Katheterspitze sorgt für eine sanfte Einführung des Katheters
- Spezial-Silikonbeschichtung des Katheters lässt ihn sanft vordringen
- ohne Zuspritzventil
- grau