

Venenverweilkanülen

Surflo IV-Cath 16 G x 2 1/2, grau (50 Stück)



ArtNr: 16311625
PZN: 01433267
Umkarton: 4 Packungen
Hersteller: [Terumo Deutschland GmbH](#)
Hersteller Nr: SR-OX1664CF
Unverb. Preisempf.: 82,50 €

90,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,70 x 64 mm
- 16 G x 2 1/2
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäß
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- grau