

Blutdruckmessung



Blutdruckmesser Konstante II mit Etui 2-Schlauch-Modell mit Klettmanchette (22-32cm), 50 mm Durchmesser

ArtNr: 73999002

30,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Traditionelles Handblutdruckmessgerät mit präziser Messtechnik

- Skalendurchmesser 50 mm
- 2-Schlauchversion
- aus Metall, verchromt
- leicht bedienbares Schraubventil für einfaches Luftablassen aus der Manschette
- robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Präzisionsmesswerk
- Messgenauigkeit gemäß EN 1060
- Standardausführung: Manometer mit farblich abgestimmter, kalibrierter Klettmanchette (Erwachsene) im RV-Etui