

Blutdruckmessung



Blutdruckmesser DuraShock DS 54, 2-Schlauch, FlexiPort-Manschette

ArtNr: 73999098
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](#)
Hersteller Nr: DS-5402-189

59,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- handgehaltenes, stoßfestes, präzises und kostengünstiges Aneorid-Blutdruckmessgerät
- Bronze-Serie
- 5 Jahre Garantie auf das Messwerk
- 2-Schlauch-Modell
- ohne Löffel
- mit wiederverwendbarer FlexiPort-Manschette (Gr. 11)
- mit Etui
- Rändelschraube zum Entlüften der Manschette
- getriebefreie, stossfeste Technologie
- weniger bewegliche Teile im Messwerk
- übersteht ein Sturz aus 75 cm Höhe ohne neu kalibriert werden zu müssen
- hält dem täglichen Einsatz im arbeitsintensiven Alltag der Klinik stand
- liefert über lange Zeit exakte Messwerte ohne ständige Nachkalibrierung
- der große Pumpball und das hochwertige Luftablassventil erleichtern das Aufpumpen
- latexfrei