

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek Insight Rapid Kanülen 8 mm (25 Stück)

ArtNr: D77150
PZN: 14213923
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](http://Roche%20Deutschland%20GmbH)

149,30 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Kanülenlänge: 8 mm
- extrafeine Edelstahlkanüle (0,36 mm)
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- einfaches Abkoppeln des Insight Adapter & Schlauch vom Kanülengehäuse
- selbsthaftendes Pflaster
- mehr Diskretion durch sehr flaches Kanülengehäuse