

Blutdruckmessung



Blutdruckmesser DuraShock DS 55, 2-Schlauch, FlexiPort-Manschette

ArtNr: 73999094
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](http://www.welchallyn.com)
Hersteller Nr: DS-5502-189

58,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- handgehaltenes, stoßfestes, präzises und kostengünstiges Aneorid-Blutdruckmessgerät
- Silber-Serie
- 10 Jahre Garantie auf das Messwerk
- hochwertiges Design
- 2-Schlauch-Modell
- mit Löffel
- mit wiederverwendbarer FlexiPort-Maschette (Gr. 11)
- mit Etui
- lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Rändelschraube zum Entlüften der Manschette
- getriebefreie, stoßfeste Technologie
- weniger bewegliche Teile im Messwerk
- übersteht ein Sturz aus 75 cm Höhe ohne neu kalibriert werden zu müssen
- hält dem täglichen Einsatz im arbeitsintensiven Alltag der Klinik stand
- liefert über lange Zeit exakte Messwerte ohne ständige Nachkalibrierung
- der große Pumpball und das hochwertige Luftablassventil erleichtern das Aufpumpen
- latexfrei