


Sonstige OP-Bedarf



Optidynamic-Steigröhrchen Medioplast, für Lumbalpunktion (25 Stück)

ArtNr: 19610010
Umkarton: 9 Packungen

61,25 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Gerät zur Messung des lumbalen Liquordruckes

- verbesserte dynamische Druckempfindlichkeit
- verbesserte Möglichkeit zur Erkennung von spinalen Abstraktionen
- einfache Bedienung
- das Manometer benötigt nur 0,05 ml/100 mm