


Ballon-Katheter

Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 6



ArtNr: 27070506
PZN: 14033747
Umkarton: 100 Packungen
Unverb. Preisempf.: 12,54 €

13,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 1 - 1,5 ml
- Nelaton-Spitze
- mit Mandrin
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 30 cm lang