

Mäntel + Schürzen



Isolationskittel, gelb, 130 cm, blut- und virendicht (10 Stück)

ArtNr: 50330088
Umkarton: 10 Packungen

15,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Vollbeschichteter Einmalkittel EN 14126

- Besteht aus weichem beschichtetem Vliesstoff
- Mit der Öffnung an der Rückseite
- Zwei Bindegürteln und gestrickten Ärmelbündchen
- Vliesstoff antistatisch behandelt