

Katheter



Tiemannkatheter Ch 20 (100 Stück)

ArtNr: 30000520
Umkarton: 10 Packungen

33,80 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 20
- effektive Länge: 36 cm
- Katheterisierung der männlichen Harnblase
- gebogene, geschlossene und abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- gelb