

Penkanülen



Omnican fine Pen-Nadeln 0,33 x 12 mm (100 Stück)

ArtNr: D55350
PZN: 07328488
Hersteller: [B.Braun](http://www.bbraun.com)

19,30 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- kompatibel mit allen gängigen Insulin Pens
- Nadellänge: 12 mm
- Nadelstärke: 0,33 mm (29G)
- Stück per Packung: 100
- Latex-frei
- die Thin-Wall-Technologie ermöglicht einen optimalen Insulinfluss
- der hochfeine Drei-Facetten-Schliff und die Silikonbeschichtung lassen eine nahezu schmerzfreie Injektion zu
- das Schraubgewinde sorgt für einen festen und sicheren Sitz der Kanüle