

Medikamenteneinnahme

Wiegand Pillcrusher Beutel (1000 Stück)

ArtNr: 61208467



39,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit diesem Tablettenmörser können Tabletten hygienisch und ohne Kraftanwendung schnell zu einem gebrauchsfertigen Pulver verarbeitet werden.

- Keine Kontamination der Umgebung oder des Personals durch Medikamentenrückstände oder Staub
- Je nach Beschaffenheit der Tabletten können mehrere gleichzeitig zerkleinert werden
- Gelenkschonend dank minimalem Kraftaufwand
- Ideal bei Sondenernährung, da die Tabletten zu feinem Pulver vermahlen werden und so die Sonde nicht verstopfen
- Wellenform im Pressbereich erleichtert das Brechen grosser oder harter Tabletten
- Material: Stahl und schlagfester Kunststoff
- Masse: 285 x 85 x 105 mm
- Gewicht: 2200 g

Reinigungshinweis:

- Das Produkt sollte mit einem feuchten, nicht fasernden Tuch gereinigt werden
- Nicht unter fliessendem Wasser reinigen
- Kein Desinfektionsspray verwenden