

Kompressen



Peha Schlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm steril (25 x 2 Stück)

ArtNr:	54100024
PZN:	02725032
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Paul Hartmann AG
Hersteller Nr:	401 503
Unverb. Preisempf.:	42,50 €

35,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen
- Y-Schnitt
- gute Saugfähigkeit
- luftdurchlässig
- weich und geschmeidig
- aus Verbandmull
- EN 14079-VM17
- 17-fädig
- 12-fach
- steril eingesiegelt zu 2 Stück