

Katheter



Tiemannkatheter Ch 12 (100 Stück)

ArtNr: 30000412
PZN: 02099528
Umkarton: 10 Packungen
Unverb. Preisempf.: 31,70 €

30,20 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 12
- effektive Länge: 36 cm
- Katheterisierung der männlichen Harnblase
- gebogen, geschlossen und abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- schwarz