

Venenverweilkanülen



Surflo W m. Flügel u. Injektionsventil 16 G, grau (50 Stück)

ArtNr:	16312516
PZN:	06311103
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR+DM1645PX
Unverb. Preisempf.:	70,00 €

55,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,75 x 45 mm
- 16 G
- mit Flügel
- Zuspritzmöglichkeit durch Injektionsventil
- transparente Sichtkammer lässt das Aspirationsblut einfach und schnell feststellen
- flüssigkeitsabweisender mikroporöser Filter
- der Filter ist luftdurchlässig, schließt aber zuverlässig, um jedes Infektionsrisiko zu vermeiden
- grau