

## Knopfkanülen



### Einmal-Knopfkanülen 45 mm zur topischen Wundspülung, steril

|           |               |
|-----------|---------------|
| ArtNr:    | 52207243      |
| PZN:      | 16956812      |
| Umkarton: | 150 Packungen |

**1,15 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

- Einmal-Knopfkanülen aus medizinischem Hochleistungskunststoff BORMED® zur Wundspülung, zur Behandlung chronischer Wunden und um Medikamente in bestehende Öffnungen zu spritzen
- die Knopfkanülen sind für den Gebrauch mit handelsüblichen Einwegspritzen mit konischem Luer-Ansatz vorgesehen
- Arbeitslänge: 35 mm
- Innendurchmesser: 0,8 mm