

## Training



### Atemtrainer Spiro-Ball

ArtNr: 51251113  
Umkarton: 12 Packungen

**6,50 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

Der Spiro-Ball ist ein Produkt zur Anwendung bei Atemtherapien.

- Das System besteht aus einem Mundstück, einem Saugrohr und einem Gehäuse, das drei bewegliche Elemente enthält:
- eine Anzeigekugel für die Durchflussmenge, einen Meßkolben für das eingeatmete Volumen und einen Anzeiger für das zu erreichende Ziel