

Beatmung



Künstliche Nase Primediair, mit Ventil, unsteril (30 Stück)

ArtNr: 46280015

27,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- zum Feuchthalten der Schleimhäute in der Trachea
- Überdruckventil im Deckel
- abnehmbarer Deckel zum Reinigen der Trachealkanüle
- Kunststoffgehäuse mit zylindrischem Filter ermöglicht größtmöglichen Luftaustausch
- genormte Öffnung für den Universalaufsatz der Trachealkanüle
- mit O2-Anschluss
- einzeln verpackt