

Penkanülen



Accu-Fine Pen-Nadeln 0,23 x 4 mm (100 Stück)

ArtNr: D55095
PZN: 12772535
Hersteller: RocheDeutschland GmbH
Unverb. Preisempf.: 28,56 €

18,40 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- für alle gängigen Pens
- Nadellänge: 4 mm
- Nadelstärke: 0,23 mm (32G)
- Stück per Packung: 100
- in 3 Längen erhältlich
- schmerzarm durch den Feinschliff und die Gleitbeschichtung