

Beatmung



Thermovent T Künstliche Nase (50 Stück)

ArtNr: 46270015
PZN: 03144202
Umkarton: 12 Packungen
Hersteller: [Smith Medical](#)
Hersteller Nr: 100/570/015

75,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Wärme- und Feuchtigkeitstauscher für erwachsene und pädiatrische Patienten, deren oberer Respirationstrakt mit einem Tracheal- oder Tracheostomietubus überbrückt wird.

- für spontan atmende Patienten
- hocheffiziente Befeuchtung und Erwärmung der Atemluft
- geringer Atemwiderstand bei nur 5 g Gewicht
- einzel steril verpackt
- Einmalprodukt
- Konservierung der Feuchtigkeit und Reduzierung der Verletzung im Bereich der Tracheal-Epithelzellen.
- Reduzierung des Wärmeverlustes über den Bronchopulmonärbaum.
- Vermeidung zäher Sekrete und Änderungen der Lungenfunktion bei langzeitiger Anästhesie oder künstlicher Beatmung
- Befeuchtungsleistung: 25 mg/l H₂O bei 10 Atemzügen pro Minute
- Tidalvolumen 1.000 ml