

Diabetikertaschen



Frio-Kühltasche klein (1 Stück)

ArtNr: D67400
PZN: 01352497

19,20 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Kühlung ohne Strom, Batterien oder Kühlelemente

- erfordert nur Wasser zur Aktivierung
- Wiederverwendbar
- Maße: 14 x 15 cm
- für 3 Ampullen oder 10 Ersatzpatronen. KEIN Pen

Anwendung: Die Innentasche wird in kaltes Wasser getaucht, woraufhin die enthaltenen Kristalle ein Gel bilden. Nun stecken Sie das gekühlte Insulin hinein und durch ein Verdunstungssystem bleibt es auch weiterhin gekühlt. Die beigegefügte Außentasche schützt die umliegenden Gegenstände in Ihrer Handtasche oder Ihrem Koffer.

- selbst bei einer Außentemperatur von 38°C wird Ihr Insulin für 45 Stunden kühl gehalten.
- auch für Medikamente geeignet, die die Raumtemperaturen nicht überschreiten dürfen
- ohne Inhalt