

Drainage / Punktion



Pleura-Punktions-Set Oriplast (50 Stück)

ArtNr: 19520002
Umkarton: 2 Packungen

210,00 €

zzzgl. MwSt.

Beschreibung:

- geschlossenes System bestehend aus:
- Sekretaufangbeutel 1,5 ltr. mit Dreiwegehahn (fest verbunden)
- Überleitungsschlauch Luer-Lock (abschraubbar)
- Punktionskanüle Durchmesser: 2 mm; Stichlänge: 75 mm
- 50 ml-Spritze Luer-Lock
- doppelt steril verpackt