Pflegebedarf Gromed GmbH
Hilfsmittel - Medicalprodukte - Pflege - Homecare

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 28
Fax 07331 - 2004 51
info@pflegebedarf-gromed.de
www.pflegebedarf-gromed.de

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Easy 1,5 l, passend für Schwarz Tablett

ArtNr:	15999881
Umkarton:	39 Packungen

1,18 €
zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einweg Behälter für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen
- kompatibel mit Schwarz-Tabletts
- der Behälter kann provisorisch oder endgültig geschlossen werden
- sicher, einfach zu gebrauchen und zu handhaben
- falls Sie versuchen, den Behälter nach dem endgültigen Verschluss wieder zu öffnen, reisst die Lasche ab
- stich- und schnittfest
- mit Tragegriff
- Deckel mit spezieller Öffnung für die Nadelentsorgung
- auf 134° für 18’ autoklavierbar
- Angabe der maximalen Füllungshöhe
- Doppel Nadelentsorgung (für Linkshänder)
- Halterung auf Anfrage
- Konform mit TRBA 250, ISO 23907:2013, NF, FDA Approval, BAM
- Abmessung (L x B x H): 245 x 105 x 121 mm