Pflegebedarf Gromed GmbH
Hilfsmittel - Medicalprodukte - Pflege - Homecare

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 28
Fax 07331 - 2004 51
info@pflegebedarf-gromed.de
www.pflegebedarf-gromed.de

Desinfektion - Fläche



Meliseptol Foam pure 5 l

ArtNr: 47001273

39,00 €
zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Schaum zur Schnelldesinfektion von kleinen empfindlichen Flächen
- gute Materialverträglichkeit bei alkoholempfindlichen Materialien (z.B. Kunststoffoberflächen medizinischer Geräte, Acrylglas, Ultraschallsonden, inkl. Vaginalsonden, Untersuchungsliegen)
- keine Aerosolbildung beim Versprühen
- parfümfrei
- unauffälliger Geruch
- bakterizid inkl. TbB
- fungizid
- begrenzt viruzid und wirksam gegen Rota-, Polyoma- und aviäre Influenzaviren

- Flächendesinfektion: ab 15 Sekunden

- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.