Pflegebedarf Gromed GmbH
Hilfsmittel - Medicalprodukte - Pflege - Homecare

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 28
Fax 07331 - 2004 51
info@pflegebedarf-gromed.de
www.pflegebedarf-gromed.de

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Multi-Safe vario 2000 REC, passend für Schwarz Tablett

ArtNr:	15999874
Umkarton:	50 Packungen

1,52 €
zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- rechteckige Gefäßform
- großzügige Einwurföffnung für sperrige Kleinteile und große Teile, wie z.B. Butterfly-Systeme, Schläuche etc.
- Tagesverschluss zum Öffnen und Schließen
- Endverschluss
- bei voller Box rastet der kleine Deckel durch Druck sicher ein
- nachträgliches Öffnen ist nicht mehr möglich
- unterschiedliche Abzieh- und Abdrehvorrichtungen
- Abdrehstern für Insulin-Pens
- es können auch Blutentnahme-Systeme vom Spritzenkörper abgedreht werden
- durch passende Halterungen lassen sich die Boxen optimal an der Wand oder auf dem Tisch platzieren
- 2000 ml