Pflegebedarf Gromed GmbH
Hilfsmittel - Medicalprodukte - Pflege - Homecare

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 28
Fax 07331 - 2004 51
info@pflegebedarf-gromed.de
www.pflegebedarf-gromed.de

Pens



Novo Pen echo plus blau (1 Stück)

ArtNr:	D55151T
PZN:	14412373
Hersteller:	Novo Nordisk Pharma GmbH

92,30 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Wiederverwendbarer Insulinpen mit einer Dosis-Memoryfunktion (letzte 3 Monate/800 Injektionen)
- Dosierung in 0,5er Schritten von 1-30 Einheiten
- Verwendbar für Insuline von Novo Nordisk (3 ml Penfill)
- Daten können kabellos über NFC-Technology auf Smartphones, Tablets und Computer übertragen werden.
- Farben: rot, türkis