Pflegebedarf Gromed GmbH
Hilfsmittel - Medicalprodukte - Pflege - Homecare

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 28
Fax 07331 - 2004 51
info@pflegebedarf-gromed.de
www.pflegebedarf-gromed.de

Zubehör Diagnostik



Simple Tourniquet, Ein-Patienten-Staubinde (25 Stück)

ArtNr:	74080220
Umkarton:	20 Packungen

11,50 €
zzgl. MwSt.

Beschreibung:
Staubinden werden eingesetzt, um Venen zu weiten, wodurch diese vergrößert und leichter auffindbar gemacht werden.

- 75 cm x 1,8 cm
- latexfrei